

FARMACOINFORMAZIONE n. 21

Corretto uso dei sistemi per ossigeno liquido



La farmacia informa che.....

Il Ministero della Salute ha diffuso una nota attraverso la quale intende fornire alcune indicazioni per il corretto uso dei sistemi per ossigeno liquido.

L'ossigenoterapia domiciliare è infatti somministrata direttamente dai familiari del paziente e comunque da personale non sanitario, anche se adeguatamente istruito dalle società fornitrici di ossigeno per la ricarica della Unità base (UB)

L'eventuale contatto con l'ossigeno liquido contenuto sia nella UB che nella Unità Portatile (UP), può provocare gravi congelamenti, essendo la sua temperatura di circa - 150°C.

Inoltre l'ossigeno pur non essendo combustibile, provoca la combustione accelerata di altre sostanze, a causa delle sue caratteristiche chimico-fisiche.

Il corretto utilizzo da parte di coloro che somministrano l'ossigenoterapia domiciliare è di cruciale importanza.

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER IL CORRETTO USO DEI SISTEMI PER OSSIGENO LIQUIDO FORMATI DA UNITA' BASE (UB) ED UNITA' PORTATILE (UP), PER LA OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE.

- Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido;
- Non fumare mentre si usa uno dei due dispositivi;
- Non usare e non riporre la UB e la UP a meno di un metro e mezzo da apparecchi elettrici;
- Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
- Tenere la UB e la UP in luogo ben ventilato;
- Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l'apparecchio, immediatamente ma con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
- In caso si verificasse perdita di ossigeno, allontanarsi e chiamare il fornitore;
- Non toccare le parti ghiacciate dei dispositivi;
- Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e, terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI agganciata alla UB;
- Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP;
- Spegnerne sempre la UB e la UP quando non sono in uso;
- **Non utilizzare MAI la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata alla Unità Base (UB);**
- **Non effettuare MAI operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l'ossigenoterapia;**
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso fornite dai fabbricanti dei dispositivi e riportate nei manuali delle istruzioni per l'uso.